


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnal1 Para Wb Y Elisa - Q4Ldg9

Número de artículo: CM0014565



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a DNAL1, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce DNAL1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la función ciliar y la disquinesia ciliar primaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83544
GeneID	83544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-190 de DNAL1 humano (NP_113615.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q4LDG9
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo