


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnal1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q4Ldg9

Número de artículo: CM0024708



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DNAL1 (cadena ligera 1 de dineína axonémica). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de función ciliar y PCD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	83544
ID de gen	83544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-190 de DNAL1 humano (NP_113615.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q4LDG9
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo