

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnal4 Para Wb, Elisa - O96015

Número de artículo: CM0018099

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la DNAL4 humana, una cadena ligera axonemal de dineína implicada en la generación de fuerza ciliar. Validado para Western blot y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de cilios respiratorios y proteínas motoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAL4 Rabbit pAb
Notas / Alias	MRMV3; PIG27; DNAL4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10126
GeneID	10126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de la DNAL4 humana (NP_005731.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O96015
Peso molecular de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo