

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnase1 Para Wb, Elisa - P24855

Número de artículo: CM0027297



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DNASE1 humano (DNasa I). Validado para Western blot y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de apoptosis y NET.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNASE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1773
GeneID	1773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-282 de DNASE1 humano (NP_005214.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24855
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo