

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnase1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24855

Número de artículo: CM0014564



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNASE1 (desoxirribonucleasa I) para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata; ideal para la investigación de la apoptosis, la NETosis y las enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNASE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Especie	Humano
GeneID	1773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-235 de la DNASE1 humana (NP_005214.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P24855
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo