

Anticuerpo Policlonal Anti-Dner Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nft8

Número de artículo: CM0022295

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra DNER humano. Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Notch y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNER pAb de Conejo
Observaciones/Alias	bet; UNQ26; DNER
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92737
GeneID	92737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-240 del DNER humano (NP_620711.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFT8
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo