


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnm1 Para Wb Y Elisa - Q05193

Número de artículo: CM0023762



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a DNM1 humano (Dinamina-1); validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata; ideal para la investigación de endocitosis y reciclaje de vesículas sinápticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DNM, DEE31, EIEE31, DNM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1759
GeneID	1759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-490 de DNM1 humano (NP_004399.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05193
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo