

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dnm2 Para If/Icc, Elisa - P50570

Número de artículo: CM0015324



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a DNM2 humano, adecuado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la dinamina-2 en la endocitosis, la dinámica de la actina y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DNM2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 1785                                                                                                                              |
| GeneID              | 1785                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 607-866 de DNM2 humano (NP_004936.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P50570                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 98kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |