

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50570

Número de artículo: CM0025956



Introducción

DNM2 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata, dirigido a la GTPasa dinamina-2 involucrada en la endocitosis y la remodelación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DNM2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1785
GeneID	1785
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P50570
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo