

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnmt1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26358

Número de artículo: CM0002704



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo DNMT1 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA con reactividad cruzada hacia Humano, Ratón, Rata. Esencial para estudiar la metilación del ADN, la herencia epigenética y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb de Conejo DNMT1
Observaciones/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; DNMT1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1786
GeneID	1786
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DNMT1 humano (NP_001370.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo