

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnmt1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Número de artículo: CM0016632



Introducción

DNMT1 Rabbit pAb (Humano, Ratón, Rata) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Dirigido a la ADN metiltransferasa de mantenimiento DNMT1 para investigación epigenética y estudios oncológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNMT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	1786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-124 de DNMT1 (NP_001370.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo