


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnmt3A Para Wb, Elisa - Q9Y6K1

Número de artículo: CM0002681



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DNMT3A, adecuado para WB y ELISA. DNMT3A es una ADN metiltransferasa de novo esencial para el patrón de metilación del genoma durante el desarrollo. Validado para reactividad humana, ayuda en la investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] mAb de conejo anti-DNMT3A
Observaciones/Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; 3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1788
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de la DNMT3A humana (Q9Y6K1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6K1
Peso proteico	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo