


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnmt3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

Número de artículo: CM0030415



Introducción

Anticuerpo de conejo policlonal DNMT3A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación epigenética y de metilación del ADN. SWISS: Q9Y6K1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo DNMT3A
Observaciones/Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIa; DNMT3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1788
GeneID	1788
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-700 de DNMT3A humano (NP_072046.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6K1
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo