

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnmt3B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubc3

Número de artículo: CM0018376



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNMT3B humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Esencial para la metilación de novo del ADN durante el desarrollo y la investigación sobre el silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNMT3B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1789
ID de gen	1789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de DNMT3B humano (NP_008823.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UBC3
Peso proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo