

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnmt3B Para Wb, Chip, Elisa - Q9Ubc3

Número de artículo: CM0008016



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra DNMT3B humano (SWISS Q9UBC3) para aplicaciones de Western blot, ChIP y ELISA. DNMT3B es una ADN metiltransferasa de novo crucial para establecer patrones de metilación durante el desarrollo y el silenciamiento de elementos repetitivos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNMT3B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1789
ID de Gen	1789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-360 del DNMT3B humano (NP_008823.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBC3
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo