

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnmt3B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc3

Número de artículo: CM0026465



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DNMT3B de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta DNMT3B en tejidos humanos, de ratón y de rata. Crucial para estudios epigenéticos de metilación del ADN durante el desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNMT3B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1789
ID de Gen	1789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 345-475 del DNMT3B humano (NP_008823.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBC3
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo