


Anticuerpo Policlonal Anti-Dnmt3L Para Wb, Elisa - Q9UJw3

Número de artículo: CM0013975



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DNMT3L humano, un regulador clave de la metilación del ADN. Validado para inmunotransferencia (western blot) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNMT3L Conejo pAb
Observaciones/Alias	DNMT3L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29947
GeneID	29947
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-386 de DNMT3L humano (NP_787063.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UJW3
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo