

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnmt3L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujw3

Número de artículo: CM0021301



Introducción

Anticuerpo anti-DNMT3L policlonal de conejo validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta DNMT3L humano, de ratón y de rata (44kDa), un regulador clave de la metilación de ADN de novo y la reprogramación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNMT3L Conejo pAb
Observaciones/Alias	DNMT3L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29947
GeneID	29947
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de DNMT3L humano (NP_787063.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJW3
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo