


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnttip2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Qje6

Número de artículo: CM0023694



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra DNTTIP2 humano (ERBP/TdIF2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de regulación de la transcripción y biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNTTIP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	30836
ID de Gen	30836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de DNTTIP2 humano (NP_055412.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5QJE6
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo