

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dock1 Para Wb, Elisa - B2Ruu3

Número de artículo: CM0019833

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al DOCK1 humano (DOCK180/ced5), validado para Western blot y ELISA. Útil para estudiar la señalización mediada por factores de intercambio de nucleótidos de guanina y la dinámica de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DOCK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ced5; DOCK180; DOCK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1793
GeneID	1793
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1766-1865 del DOCK1 humano (NP_001371.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	B2RUU3
Peso Proteico	215kDa
Envío	Bolsa de hielo