

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dock3 Para Wb, Elisa - Q8Izd9

Número de artículo: CM0023776

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al DOCK3 humano (PBP/MOCA). Adecuado para Western blot y ELISA. Explore los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer y la señalización del citoesqueleto con este reactivo validado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DOCK3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PBP; MOCA; NEDIDHA; DOCK3
Especie	Humano
ID de Gen	1795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1348-1673 del DOCK3 humano (NP_004938.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IZD9
Peso Proteico	233KDa
Envío	Bolsa de hielo