

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dog-1/Tmem16A Para Wb, Elisa - Q5Xxa6

Número de artículo: CM0020442

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DOG-1/TMEM16A (ANO1) humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humanos y ratones. Adecuado para el estudio de canales de cloruro activados por calcio, motilidad gastrointestinal y secreción de las vías aéreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DOG-1/TMEM16A Rabbit pAb
Notas / Alias	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55107
GeneID	55107
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-210 de ANO1 humano (NP_060513.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5XXA6
Peso de la proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo