


Anticuerpo Monoclonal Anti-Dok1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99704

Número de artículo: CM0002319



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra DOK1 humano (proteína de acoplamiento 1). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a muestras humanas y de ratón. Útil para estudiar la señalización de la insulina y las vías de activación de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DOK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1796
GeneID	1796
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 382-481 del DOK1 humano (Q99704)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99704
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo