


Anticuerpo Policlonal Anti-Dok1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99704

Número de artículo: CM0027825



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DOK1 (Proteína de anclaje 1, p62(dok), pp62). Validado en humano, ratón, rata para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Dirigido a las vías de señalización de insulina y activación de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DOK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1796
GeneID	1796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de DOK1 humano (NP_001372.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99704
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo