

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dok4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tew6

Número de artículo: CM0016560

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a DOK4 humano (IRS5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización RET y la diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DOK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRS5; IRS-5; DOK4
Especie	Humano
ID de Gen	55715
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-326 del DOK4 humano (NP_060580.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TEW6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo