


Anticuerpo Policlonal Anti-Dok5 Para Wb, Elisa - Q9P104

Número de artículo: CM0018604



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DOK5 humano (IRS-6), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización RET, diferenciación neuronal y vía de la quinasa MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DOK5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
Especie	Humano
GeneID (humano)	55816
GeneID	55816
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 237-306 del DOK5 humano (NP_060901.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9P104
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo