


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dopamina Beta-Hidroxilasa (Dbh) Para Wb, Elisa - P09172

Número de artículo: CM0020404



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la DBH humana, adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Permite el estudio de la hidroxilación de la dopamina a noradrenalina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	DBH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	1621
ID de gen	1621
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-200 de la DBH humana (NP_958852.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09172
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo