


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dopamina Beta Hidroxilasa Para Wb Y Elisa - P09172

Número de artículo: CM0007298



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la Dopamina beta Hidroxilasa (DBH) humana, adecuado para WB y ELISA. Herramienta esencial para estudiar la biosíntesis de catecolaminas, la regulación de neurotransmisores y los mecanismos de enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Dopamina beta Hidroxilasa                                                                                           |
| Observaciones/Alias | DBM; ORTHYP1; Dopamina beta Hidroxilasa                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 1621                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 1621                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 de la Dopamina beta Hidroxilasa humana (NP_000778.3). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                     |
| SWISS               | P09172                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 69kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |