

Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor De Dopamina D3 (Drd3) Para Wb Y Elisa - P35462

Número de artículo: CM0017809



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el receptor de dopamina D3 humano (DRD3) para WB y ELISA. Adecuado para la detección en muestras de ratón y rata. Para investigaciones sobre la señalización dopaminérgica, los trastornos neuropsiquiátricos y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra el receptor de dopamina D3 (DRD3)
Observaciones/alias	D3DR; ETM1; FET1; receptor de dopamina D3 (DRD3)
Especie	Humano
ID del gen	1814
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del DRD3 humano (NP_000787.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P35462
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo