

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti Receptor De Dopamina D3 (Drd3) Para Wb, Elisa - P35462

Número de artículo: CM0008958



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor de dopamina D3 (DRD3) humano, para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia sobre señalización por dopamina y trastornos neuropsiquiátricos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra receptor de dopamina D3 (DRD3)
Observaciones/Alíase	D3DR; ETM1; FET1; Dopamine Receptor D3 (DRD3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1814
GeneID	1814
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del receptor de dopamina D3 (DRD3) humano (P35462).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35462
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo