


Anticuerpo Policlonal Anti-Transportador De Dopamina/Slc6A3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01959

Número de artículo: CM0014814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al transportador de dopamina humano/SLC6A3. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de neurociencia y de transportadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Transportador de Dopamina/SLC6A3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Transportador de Dopamina/SLC6A3
Especie	Humano
GenelD (humano)	6531
GenelD	6531
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del transportador de dopamina humano/SLC6A3 (NP_001035.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01959
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo