

Anticuerpo Policlonal Anti-Dot1L/Kmt4 Para Wb, Elisa - Q8Tek3

Número de artículo: CM0017729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Dot1L/KMT4 humano (metiltransferasa de H3K79), validado en WB y ELISA, reacciona cruzadamente con rata y ratón. Ideal para el estudio de la regulación de la cromatina y el silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Dot1L/KMT4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84444
ID de Gen	84444
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de Dot1L/KMT4 humano (NP_115871.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata, Ratón
SWISS	Q8TEK3
Peso Proteico	165kDa
Envío	Bolsa de hielo