

Anticuerpo Policlonal Anti-Doublecortin Para Wb, If/Icc, Elisa - O43602

Número de artículo: CM0014969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Doublecortin humana (DCX), validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de migración neuronal y desarrollo cortical.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Doublecortin Conejo pAb
Observaciones/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1641
ID de Gen	1641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-365 de la Doublecortin humana (NP_835365.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo