

Anticuerpo Policlonal Anti-Doublecortin Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - 043602

Número de artículo: CM0019570



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Doublecortin validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Fabricado utilizando inmunógeno recombinante; ideal para estudios de migración neuronal y laminación cortical.

Aprende más

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Doublecortin Conejo pAb
Observaciones/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1641
GenelD	1641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-365 del Doublecortin humano (NP_835365.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo