

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Doublecortin Para Wb, Elisa - O43602

Número de artículo: CM0006384



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Doublecortin validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, que detecta Doublecortin humano, de ratón y de rata (41 kDa). Adecuado para estudios de neurodesarrollo y migración neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Doublecortin mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1641
ID de Gen	1641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-365 del Doublecortin humano. (NP_835365.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo