

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Doublecortin Para Wb, Elisa - 043602

Número de artículo: CM0002031



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Doublecortin validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la migración neuronal y la biología del desarrollo.

Aprende más

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Doublecortin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1641
ID de Gen	1641
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Doublecortin humano (O43602)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo