


Anticuerpo Policlonal Anti-Dp1/Tfdp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Número de artículo: CM0026491



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DP1/TFDP1 humano (Factor de transcripción Dp-1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación del ciclo celular y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DP1/TFDP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7027
GeneID	7027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de DP1/TFDP1 humano (NP_009042.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14186
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo