


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dp1/Tfdp1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q14186

Número de artículo: CM0008448



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DP1/TFDP1 de alto rendimiento, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para investigaciones sobre el ciclo celular y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo DP1/TFDP1
Observaciones/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7027
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 311-410 de DP1/TFDP1 humano (Q14186).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q14186
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo