


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dp1/Tfdp1 Para Ihc-P Y Elisa - Q14186

Número de artículo: CM0013111



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DP1/TFDP1 humano, un factor de transcripción involucrado en la regulación del ciclo celular dependiente de E2F. Validado para IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. ~45 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra DP1/TFDP1
Observaciones/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de DP1/TFDP1 humano (NP_009042.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14186
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo