


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dpep1 Para Wb, Elisa - P16444

Número de artículo: CM0025070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPEP1 validado para WB y ELISA, reconoce DPEP1 humano y de ratón (~46 kDa). DPEP1 hidroliza dipéptidos y actúa como receptor de adhesión para neutrófilos. Producido en conejo, ideal para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPEP1 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1800
GeneID	1800
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-385 de DPEP1 humano (NP_001121613.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16444
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo