

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dpep2 Para Wb, Elisa - Q9H4A9

Número de artículo: CM0019441

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPEP2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. DPEP2 es una dipeptidasa involucrada en el metabolismo de leucotrienos y la señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPEP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MBD2; DPEP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64174
GeneID	64174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-463 de DPEP2 humano (NP_071750.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4A9
Peso proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo