

Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Dpf2 Para Wb Y Elisa - Q92785

Número de artículo: CM0023548



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad contra DPF2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en cromatina y estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPF2 Rabbit pAb
Notas/Alias	REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-200 de DPF2 humano (NP_006259.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92785
Peso Molecular	44kDa
Envío	Bolsa de hielo