


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dpf3 Para Wb, Elisa - Q92784

Número de artículo: CM0021590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra DPF3 humano (también conocido como BAF45C). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre remodelación de la cromatina y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPF3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
Especie	Humano
GeneID (humano)	8110
GeneID	8110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-200 de DPF3 humano (NP_036206.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q92784
Peso molecular	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo