

Anticuerpo Policlonal Anti-Dph2 Para Wb, Elisa - Q9Bqc3

Número de artículo: CM0022095

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DPH2 humano, validado para WB y ELISA. Detecta DPH2 de ratón de forma cruzada. Adecuado para investigación de biosíntesis de diftamida y factores de elongación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPH2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1802
GeneID	1802
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-330 de DPH2 humano (NP_001375.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9BQC3
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo