

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dpm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60762

Número de artículo: CM0026242

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DPM1, la subunidad catalítica de la DPM sintasa, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la N-glicosilación y la síntesis de anclajes GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MPDS; CDGIE; DPM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8813
GeneID	8813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de DPM1 humano (NP_003850.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60762
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo