

Anticuerpo Policlonal Anti-Dpp3 Para Wb, Elisa - Q9Ny33

Número de artículo: CM0017247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPP3 humano, inmunizado con proteína recombinante, adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las funciones de la dipeptidil peptidasa III en la degradación de péptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPP3 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	DPPIII; DPP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	10072
GeneID	10072
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de DPP3 humano (NP_569710.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NY33
Peso molecular	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo