

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dpp3 Para Wb Y Elisa - Q9Ny33

Número de artículo: CM0006030



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DPP3 humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta DPP3 en humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre degradación de péptidos bioactivos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPP3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DPPIII; DPP3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10072
ID de gen	10072
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 638-737 de DPP3 humano (Q9NY33).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NY33
Peso de proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo