

Anticuerpo Policlonal Anti-Dpp8 Para Wb Y Elisa - Q6V1X1

Número de artículo: CM0026402



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DPP8 humano, obtenido contra la región N-terminal (aa10-230). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para estudios de piroptosis e inflamomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPP8 Rabbit pAb
Notas / Alias	DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-230 de DPP8 humano (NP_932065.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6V1X1
Peso de la Proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo