

Anticuerpo Policlonal Anti-Dppa2 Para Wb, Elisa - Q7Z7J5

Número de artículo: CM0015063

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPPA2, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la pluripotencia y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPPA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
Especie	Humano
GenelD (humano)	151871
GenelD	151871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de DPPA2 humano (NP_620170.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q7Z7J5
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo