


Anticuerpo Policlonal Anti-Dppa3/Stella Para Wb Y Elisa - Q8Qzy3

Número de artículo: CM0019760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DPPA3/Stella para WB y ELISA. Reconoce Stella de ratón y rata; regulador clave de la reprogramación epigenética y la protección de la metilación del ADN materno en embriones tempranos. Ideal para biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Stella Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	73708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene Stella humana (aa 1-150)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8QZY3
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo